

KEMAWIPE SANIT

GARZE IGIENIZZANTI MULTIUSO



CARATTERISTICHE GENERALI

Garze impregnate con soluzione idroalcolica di tensioattivi, Benzalconio cloruro e Clorexidina per l'igiene e la pulizia di superfici e mani. Sono adatte alla pulizia e all'igiene delle superfici di frequente contatto in locali pubblici, uffici, strutture sanitarie (telefoni, tastiere postazioni pc e ascensori, maniglie, comodini, superfici in servizi pubblici).

Sono inoltre adatte per la pulizia e l'igiene a secco delle mani e per superfici e attrezzature nell'industria alimentare e nelle cucine (Sistemi HACCP).

CONDIZIONI DI IMPIEGO

1. Svitare il coperchio, infilare la prima garza del rotolo nella fessura e riavvitare accuratamente il coperchio.
2. Estrarre una garza alla volta a strappo e richiudere accuratamente la linguetta.
3. Strofinare la garza sulla superficie da pulire e lasciar asciugare.
4. Per superfici a diretto contatto con alimenti ripassare con panno umido.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	garze blu
Composizione	garze in cellulosa (tessuto non tessuto) impregnate con una soluzione acquosa di alcool isopropilico, tensioattivi e principi attivi igienizzanti.

Composizione Chimica

- Cloruro di benzalconio
- Clorexidina
- Alcool isopropilico
- Acqua

Contenuto di principi attivi nella soluzione impregnante: 7500 ppm.

AVVERTENZE

Non gettare le garze nel Water. Utilizzare l'apposito contenitore



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax. ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikaspa.com

